

## Produktinformation

**Artikel Nr.:** 460 002, 460 004

**Artikelbezeichnung:** Nabelschnurklemme



<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Material</u>
-------------	--------------------	-----------------

1	Nabelschnurklemme	High Density Polyethylene (HDPE)
---	-------------------	----------------------------------

Latex-frei



**Verwendungszweck:** Verschließen der Nabelschnur vor der Abnabelung  
Keine Wiederverwendung 

**Klassifizierung:** Medizinprodukt nach 93/42/EWG,  
Klasse: **Is**

**Weichmacher:** DEHP-frei



**Verpackung :** Sterilverpackung PA/PE-Folie, med. Papier  
Sekundärverpackung Faltschachtel  
Transportverpackung Kartonage (VE)

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



**Sterilisation:** Ethylenoxid  
DIN EN ISO 11135  
Nicht erneut sterilisieren



**Shelf Life:** 5 Jahre

**Lagerungshinweise:** Vor Sonnenlicht schützen



Trocken lagern



**Bestellinformationen:**

Bestellnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
460 002	Nabelschnurklemme	200
460 004	Nabelschnurklemme	400



 instruction for use:  
[www.medicoplast.de](http://www.medicoplast.de)



Heusweilerstraße 100  
D-66557 Illingen/Germany

Telefon: 0049 (0) 68 25 / 94 24 - 0  
Telefax: 0049 (0) 68 25 / 94 24 37

Internet: [www.medicoplast.de](http://www.medicoplast.de)  
E-Mail: [info@medicoplast.de](mailto:info@medicoplast.de)

